

WM-1020



**WARMIE
SENSOR TEMPERATURY
WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM**



PARAMETRY

Model	WARMIE, WM-1020
Zakres pomiarowy	30,0 - 45,0°C
Dokładność pomiaru	0,3°C/0,4°C
Temperatura używania	0°C to 50°C
Temperatura przechowywania	-25°C to 60°C
Rozdzielczość odczytu	0.01°C / 0.01°F
Measurement Unit	°C or °F
Zasilanie	1x 3V CR2032
Żywotność baterii	4000 godzin
Komunikacja	Bluetooth
Zakres komunikacji	do 10 m w otwartej przestrzeni
Wymiary	32 x 25 x 7,5 mm
Waga	9 g (z baterią) 6 g (bez baterii)
Opaska	przeznaczone do założenia w zakresie dołu pachowego (S/M and L)
Klasa IP	IP54
Certyfikaty	CE 1434, wyrób medyczny klasy IIb, ISO 13485
Produkcja	Wyprodukowane w EU