

GREY FUSE[®]

MANKIETY do infuzji ciśnieniowej

KARTA TECHNICZNA


Wszystkie nasze mankiety do infuzji ciśnieniowej są produkowane we Francji, w zakładzie w Castelculier (niedaleko Agen)!



Mankiety ciśnieniowe Grey Fuse są wykonane z jednego elementu:

- Solidna konstrukcja
- Wysokiej jakości tkanina techniczna
- Łatwe czyszczenie i odkażanie
- Pasek do mocowania urządzenia do stojaka na surowice w modelu M25000.
- Haczyk do mocowania worka z roztworem na urządzeniu M25000 ze względu na ciężar worków z roztworem
- Przezroczysta tkanina poliamidowa o splocie siatkowym, umożliwiającą łatwą obserwację worka z roztworem





Litera	Numer referencyjny	Opis	Cechy
G	M20500	Mankiet 500 cm ³	Tkanina pokryta poliuretanem + przezroczysta tkanina poliamidowa
G	M21000	Mankiet 1000 cm ³	Tkanina pokryta poliuretanem + przezroczysta tkanina poliamidowa
G	M25000	Mankiet 3000 cm ³	Tkanina pokryta poliuretanem + przezroczysta tkanina poliamidowa
E	A10808	Manometr	ABS + szkło PC + osłona z TPU
C	A10259M	Zawór do gruszki	Aluminium + mosiądz chromowany
A-B-C	A10226M -	Kompletna gruszka z metalowym zaworem	ABS i PVC bez ftalanów
D	-	Przewód	PVC bez ftalanów
F	-	Przezroczysta siatka	Poliamid
H	-	Pasek	Poliester
I	-	Pasek do zwieszenia	Poliester

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA

Czyszczenie powierzchni
Dezynfekcja za pomocą
roztworu odkażającego

Całe urządzenie
Całe urządzenie

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Temperatura
Wilgotność
Ciśnienie atmosferyczne

od -10° do 40 °C
od 30 do 40 %
od 500 do 1060 hPa

Opis	Rozmiar	Wymiary pęcherza (mm)		Numer katalogowy
		Długość	Szerokość	
Mankiet do infuzji ciśnieniowej typu monoblok	500 cm ³	250	162	M20500
	1 000 cm ³	365	170	M21000
	3 000 cm ³	561	350	M25000

FRANCUSKA JAKOŚĆ DDM

Znak CE

Mankiety do infuzji ciśnieniowej są wyrobami medycznymi klasy I. Są one zgodne z obowiązującymi przepisami europejskimi.

Gwarancja

Na mankiety do infuzji ciśnieniowej DDM udzielana jest gwarancja na okres 24 miesięcy (przy normalnych warunkach użytkowania). Gwarancja nie obejmuje przypadków nieprawidłowej konserwacji ze strony użytkownika.