

● idealnie nadaje się

○ dobrze nadaje się

	TRIANGO 130	TRIANGO 100	TRIANGO 80	TRIANGO 60	VISIANO 20	VISIANO 10	HALUX 50	HALUX 30	OPTICLUX Ręczny	OPTICLUX	AMALIA 2	CULTA	TANEO
													
Chirurgia													
• Drobnny zabieg	●	●	●	○									
• Zabieg ambulatoryjny													
• Endoskopia													
• Poród													
• Drobnny zabieg chirurgiczny													
Przygotowanie do zabiegu	○	○	○	○	○	○	○						
• Znieczulenie													
Pomoc doraźna	●	●	●	○	○		○						
• Sala urazowa													
Badanie													
• Medycyna ogólna	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○		
• Dermatologia													
• Neonatologia													
• Pediatria													
Badanie specjalistyczne													
• Ginekologia	●	●	○	○	○		○	●					
• Położnictwo													
• Urologia													
• Ortopedia													
Chirurgia plastyczna	●	●	●										
Opieka intensywna				○	○	●	●	○			●		
Laboratorium										●			●
Łóżko pacjenta							●	●			●	●	
Natężenie światła	130 000 Lux przy 1,0 m	100 000 Lux przy 1,0 m	80 000 Lux przy 1,0 m	60 000 Lux przy 1,0 m	60 000 Lux przy 0,5 m	50 000 Lux przy 0,5 m	50 000 Lux przy 0,5 m	30 000 Lux przy 0,5 m	8 000 Lux przy 0,15 m	6 000 Lux przy 0,15 m	1 200 Lux przy 0,5 m	1 100 Lux przy 0,5 m	1 400 / 2 000 Lumen
Mocowanie													
 Sufit Sufit	✓	✓	✓	✓	✓					✓			
 System ramion Duo	✓	✓											
 Ściana	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
 Mobilny stojak na kółkach	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓			
 Stojak na kółkach Zestaw UPSmed		✓	✓	✓									
 Uniwersalny sworzeń					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
 Lampa ręczna									✓				
Akcesoria													
 Mocowanie szynowe, mocowanie ściennie					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
 Uniwersalny zacisk stołowy					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
 Stojak na kółkach					✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	