

# Technologia DuraShock™ firmy Welch Allyn®

Dokładniejsze wyniki pomiaru ciśnienia,  
wyjątkowa wytrzymałość i niższe  
koszty użytkowania



Precyzyjny



Trwały



Lekki



Prosty  
w obsłudze

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

## Wytyczne i normy:

Zintegrowany ciśnieniomierz aneroidowy DuraShock firmy Welch Allyn cechuje się dokładnością  $\pm 3$  mm Hg i spełnia następujące normy dla mierników aneroidowych:

- Amerykańska norma ANSI/AAMI SP10: 2002, Ciśnieniomierze manualne, elektroniczne lub automatyczne (Manual, electronic or automated sphygmomanometers)
- Amerykańska norma ANSI/AAMI SP09: 1994, Ciśnieniomierze nie automatyczne (Non-automated sphygmomanometers – tylko modele DS44 i DS45)
- Europejska norma EN 1060-1: 1995, Ciśnieniomierze nieinwazyjne, Część 1: Wymagania ogólne (Non-invasive sphygmomanometers, Part 1: General Requirements)
- Europejska norma EN 1060-2: 1996, Ciśnieniomierze nieinwazyjne Część 2: Dodatkowe wymagania dla ciśnieniomierzy mechanicznych (Non-invasive sphygmomanometers, Part 2: Supplementary requirements for mechanical sphygmomanometers) (z wyłączeniem paragrafu 7.1.4.2.4 dotyczącego grubości jednostek skali i odległości pomiędzy jednostkami skali)
- Techniczne rozporządzenie metrologiczne INMETRO nr 24 z dnia 26 lutego 1996 r. (z wyłączeniem paragrafu 6.4 dotyczącego grubości wskazówki oraz paragrafu 6.8 dotyczącego odległości pomiędzy jednostkami skali)

Bezpieczeństwo oraz charakterystyka pracy ciśnieniomierza pozostaje niezmienna w zakresie temperatur od 10 do 40°C przy wilgotności względnej nie przekraczającej 85%–90%.

### Złota linia produktów Welch Allyn

Linia doskonałej jakości ciśnieniomierzy, wykonanych w technologii DuraShock

#### Model DS66

Ciśnieniomierz ręczny z przyciskowym zaworem spustowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-6601-300	Manometr bez akcesoriów
DS-6601-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS66 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey i z etui
DS-6601-189CB	Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla dorosłych, pompką i futerałem zamykanym na zamek błyskawiczny
10-50-027	Futerał na zamek błyskawiczny

#### Model DS56

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5601-300	Manometr bez akcesoriów
DS-5601-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS56 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey i z etui
DS-5601-189CB	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, podwójnym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5602-300	Manometr bez akcesoriów
DS-5602-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS56 z 2-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey i z etui
DS-5602-189CB	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

### Srebrna linia ciśnieniomierzy Welch Allyn

Linia wysokiej jakości ciśnieniomierzy wykorzystujących technologię DuraShock

#### Model DS65

Ciśnieniomierz ręczny z przyciskowym zaworem spustowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-6501-300	Manometr bez akcesoriów
DS-6501-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS65 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey i z etui
DS-6501-189CB	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem dla dorosłych na rzep i futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-027	Futerał z zamkiem błyskawicznym

#### Model DS55

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, pojedynczym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5501-300	Manometr bez akcesoriów z chromowanymi elementami wykończenia
DS-5541-300	Jak wyżej z czerwonymi elementami wykończenia
DS-5521-300	Jak wyżej z niebieskimi elementami wykończenia
DS-5561-300	Jak wyżej z żółtymi elementami wykończenia
DS-5501-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS55 (chromowany) z 1-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey i z etui
DS55-01-189CB	Manometr z chromowanym wykończeniem, trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny
DS-5541-149	Jak wyżej z czerwonymi elementami wykończenia
DS-5521-129	Jak wyżej z niebieskimi elementami wykończenia
DS-5561-169	Jak wyżej z żółtymi elementami wykończenia
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, podwójnym przewodem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5502-300	Manometr bez akcesoriów z chromowanymi elementami wykończenia
DS-5502-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS55 (chromowany) z 2-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey i z etui
DS-5502-189CB	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

#### Model DS45

Zintegrowany ciśnieniomierz mocowany na mankietcie z tarczą o średnicy 50 mm

DS45	Manometr bez akcesoriów
DS45-11	Manometr z supertwałym jednoczęściowym mankietem dla dorosłych, zapinanym na rzep
DS45-11CB	Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla dorosłych
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

### Brązowa linia ciśnieniomierzy Welch Allyn

Linia wysokiej klasy ciśnieniomierzy wykonanych w technologii DuraShock

#### Model DS54

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i skalą o średnicy 50 mm

DS-5401-300	Manometr bez akcesoriów
DS-5401-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS54 z 1-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey
DS-5401-189CB	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

Ciśnieniomierz ręczny z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i tarczą o średnicy 50 mm

DS-5402-300	Manometr bez akcesoriów
DS-5402-189	Ciśnieniomierz DuraShock DS54 z 2-przewodowym mankietem FlexiPort wielokrotnego użytku na rzepey
DS-5402-189CB	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych i futerałem na zamek błyskawiczny

#### Model DS54 Home

Ciśnieniomierz ręczny zintegrowany ze stetoskopem do samodzielnego pomiaru z zaworem obrotowym, jednoprzewodowym mankietem i skalą o średnicy 50 mm

DS-5401-300	Manometr bez akcesoriów
DS-5401-187	Manometr z trwałym, dwuczęściowym mankietem na rzepey dla dorosłych, wbudowanym stetoskopem oraz futerałem na zamek błyskawiczny

#### Model DS44

Manometr zintegrowany z mankietem z 50 mm tarczą

DS44	Manometr bez akcesoriów
DS44-11	Manometr z supertwałym, jednoczęściowym mankietem na rzep dla dorosłych
DS44-11CB	Manometr z trwałym, zapinanym na rzep dwuczęściowym mankietem dla dorosłych
10-50-000	Futerał z zamkiem błyskawicznym

**WelchAllyn®**

Advancing Frontline Care™

Ul. Wilanowska 46,  
60-687 Poznań, Polska  
Tel: +48 61 828 14 32 Fax: +48 61 828 14 32  
e-mail: malinowskiw@welchallyn.com

www.welchallyn.com